

ERBE NESSY Ω ® –



DIE LÖSUNG MIT DEM RING, FÜR RUNDUM MEHR SICHERHEIT IN DER MONOPOLAREN HF-CHIRURGIE.



Fordern Sie unverbindlich ein Muster an!



Der Equipotentialring ist der Clou am neuen Neutralelektrodenkonzept von ERBE.

Der Equipotentialring umschließt die beiden Elektrodenflächen der Neutralelektrode, ohne dass er mit ihnen elektrisch verbunden ist. Aufgrund der physikalischen Eigenschaften verteilt der Equipotentialring den rückfließenden HF-Strom gleichmäßig auf die Elektrodenflächen.

Die wesentlichen Vorteile der NESSY Ω sind:

- ✦ richtungsunabhängig und einfach applizierbar
- ✦ größere Sicherheit trotz kleinerer Elektrodenfläche
- ✦ vermeidet weitestgehend hohe Stromdichten an den Elektrodenaußenflächen
- ✦ universell einsetzbar (für Kinder und Erwachsene)

Übrigens:

NESSY Ω ist zugelassen für alle gängigen HF-Chirurgiegeräte.

Mehr Infos erhalten Sie unter:

ERBE Elektromedizin GmbH
Waldhörnlestraße 17
D-72072 Tübingen
Telefon 0 70 71/7 55-0
Telefax 0 70 71/7 55-188
sales@erbe-med.de
www.erbe-med.de