

ENDO-VIEWS

Produktinformationen von Wieser Medizintechnik GmbH



BIOPSIE-BRETT®



Das **BIOPSIE-BRETT®** ist urheberrechtlich geschützt und als Gebrauchsmuster eingetragen.
Alle Rechte zu diesem Produkt liegen bei der Wieser Medizintechnik und Geräte GmbH und Herrn Dr. med. Roland Ott.
Vervielfältigung, Veränderung und Verwendungen aller Art von Bildern und Texten sind untersagt.

Produktbeschreibung siehe Rückseite >>

DAS BIOPSIE-BRETT® -

EIN ANATOMISCH GEFORMTES MAGEN- UND DARM-MODELL FÜR PROBENGEFÄSSE VON MENSCHLICHEN GEWEBE- UND ORGANPROBEN.

Im Rahmen von medizinischer Diagnostik und sich daraus ergebenden operativen Eingriffen, werden bedarfsweise Sekrete oder Organpartikel für weiterführende histologische, chemische oder andere Analysen entnommen. Diese Sekrete oder Partikel werden zu- meist in Glas- und oder Kunststoffgefäßen eingebracht. In der Regel erfolgt erst im Anschluss an die Untersuchung eine exakte Beschriftung der Gefäße mit dem genauen Entnahmeort des Materials.

Mit dem anatomisch korrekt nachempfundenen **BIOPSIE-BRETT®** kann vermieden werden, dass die oft zahlreichen Proben verwechselt werden, da sie sofort nach ihrer Entnahme ortsgenau auf dem Grundriss des untersuchten Organes zwischengelagert werden können. Auf dem **BIOPSIE-BRETT®** sind Umrisse für Magen und Darm grafisch dargestellt. Die in der Praxis relevanten Entnahmestellen mit ihren anatomisch korrekten Ausfräsungen, bieten während der Biopsie klare Orientierung für die entnommenen Proben. Um eine Aufnahme verschiedener Gefäßgrößen zu ermöglichen, sind die Bohrungen/Fräsungen je nach Brettformat in zwei bzw. drei verschiedenen Größen in das Brett gefräst. Im weiß eingefärbten Speiseröhren- und Magenbereich können 8 Biopsieproben eingebracht werden und im grau unterlegten Verlauf der Darmstruktur 15 Biopsieproben.

Das für das **BIOPSIE-BRETT®** verwendete Material ist gemäß der RKI-Richtlinie reinigbar.

BESTELLFORMULAR

Klinik/Praxis	Tel. Nr.
Postleitzahl/Ort	
Straße	Haus-Nr.
Abteilung	Einkäufer

BIOPSIE-BRETT®

Stückzahl	<input type="radio"/>	Größe 210 x 297 mm (A4) <i>für Probengefäße mit einem Durchmesser: 10 mm, 13 mm und 18 mm</i>	Best. Nr. 001.101318	Einzelpreis 109,00 €
Stückzahl	<input type="radio"/>	Größe 297 x 420 mm (A3) <i>für Probengefäße mit einem Durchmesser: 18 mm, 25 mm und 30 mm</i>	Best. Nr. 002.182530	Einzelpreis 126,00 €
Stückzahl	<input type="radio"/>	Größe 297 x 420 mm (A3) <i>für Probengefäße mit einem Durchmesser: 25 mm, 26 mm und 30 mm</i>	Best. Nr. 003.252630	Einzelpreis 126,00 €

Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisliche und technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2011

Gerne liefern wir auf Anfrage auch die passenden Probengefäße oder fertigen für Sie Ihr individuelles Biopsie-Brett für Ihre speziellen Probengefäßgrößen bei entsprechenden Abnahmemengen. Wir kümmern uns darum.

Ort/Datum	Unterschrift/Stempel
-----------	----------------------



Eichenstr. 4 • D-82281 Egenhofen
Telefon (08134) 99290 • Fax (08134) 99292
E-Mail: kontakt@wiesermedizintechnik.de



Internet: www.wiesermedizintechnik.de