


# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Zubehör

### Beißring


- für Erwachsene



Best. Nr. 000.001

### Sauerstoff-Beißring

- selbsthaltend



Best. Nr. 000.002

### Beißring

- selbsthaltend




Einweg-Produkte



Best. Nr. 000.003

### Ersatz-Gummibänder

- für selbsthaltende Beißringe
- 1VE = 10 Stück



Best. Nr. 000.0004

Alle Produkte  
autoklavierbar bei

134 °C



# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Zubehör

### Instrumentenfeder

- *effektive Aufbereitung von PE- und Fasszangen*
- *Aufbewahrung von Führungsdrähten und flexiblem Zubehör*
- *garantiert rostfrei*
- *äußerst langlebig*




1 VE = 15 Stück

Best. Nr. 000.200/15

1 VE = 25 Stück

Best. Nr. 000.200/25



Alle Produkte  
autoklavierbar bei

134 °C




# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Polypenfalle

Die Polypen-Falle besteht aus:

- einem Gefäß, das 4 Kammern (Kennzeichnung 1-2-3-4) mit integriertem Filter zum Auffangen von kleinen Polypen und 4 offene Kammern (Kennzeichnung „0“) zum normalen Absaugen enthält
- einem Deckel mit 2 Ansatzstücken und 2 Schläuchen zum Anschluß an die Absaugpumpe und an das Endoskop



komplett

Best. Nr. 000.04005




# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Sternalpunktionskanüle

- *in der Punktionstiefe einstellbar*

Alle Produkte  
autoklavierbar bei  
134 °C



35 mm lang / ø 2,0 mm

Best. Nr. 000.35201

35 mm lang / ø 2,5 mm


Best. Nr. 000.35251

35 mm lang / ø 2,8 mm

Best. Nr. 000.35281

## Einmal-Sternalpunktionskanüle

- *in der Punktionstiefe einstellbar*



10 - 44 mm lang / ø 1,83 mm

Best. Nr. 000.1044




# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Beckenkamm Biopsiebesteck komplett

Alle Produkte  
autoklavierbar bei

134 °C



100 mm lang / ø 3,0 mm

Best. Nr. 000.10302


100 mm lang / ø 4,0 mm

Best. Nr. 000.10402

## Einmal-Beckenkamm Biopsiebesteck komplett



Einweg-Produkte



100 mm lang / ø 3,0 mm

Best. Nr. 000.10302

150 mm lang / ø 3,0 mm

Best. Nr. 000.15302




# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## PE-Zangen-Halterung


- für 7 Zangen



Best. Nr. 000.000201

## Endoskop-Universalaufhängung


- aus Plexiglas
- desinfektionsmittelbeständig



Best. Nr. 000.000202

## Endoskop-Halterung „Soft“


- für Schrank- und Wandhalterung
- für alle Endoskop-Typen passend



Best. Nr. 000.000203

## „Soft“ Clip

- zur Fixierung des Einführungsschlauches
- für Schrank- und Wandhalterung



Best. Nr. 000.000204



# Warengruppe 0


Stand 01.01.2010

## Zubehör

Reinigung  
und Desinfektion

### Fremdkörperschutzkappe

- zur *Bergung von Fremdkörpern*
- *Fixierung am distalen Ende des Endoskopes*



Best. Nr. 000.0010

Produkt  
autoklavierbar bei  
134 °C

### Kennzeichnungs - Plakette

- *Material „Edelstahl“*
- *zur Kennzeichnung von Endoskopen*

Die numerische  
Kennzeichnung oder  
Ihren Wunschtext  
geben Sie beim  
Auftrag bitte  
separat mit an!



Best. Nr. 000.0011

Produkt  
autoklavierbar bei  
134 °C

### Kugel-Kettchen einzeln

- *Material „Edelstahl“*
- *inkl. Schnellverschluss*



Best. Nr. 000.0012



# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## InstruGel

- für flexible Endoskope
- für starre Endoskope




1 VE = 12 x 200 ml Tube

Best. Nr. 000.806200

## Silikonoel

- 30 ml Feinspender
- 250 ml Vorratsflasche



30 ml Feinspender

Best. Nr. 000.807030

250 ml Vorratsflasche

Best. Nr. 000.808250





# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Silikonspray

- zur Pflege von Gummi-, Latex- und Plastikprodukten
- als Gleitmittel für Katheter



500 ml

Best. Nr. 000.809500

## Edelstahlpflegespray

- zur Pflege von Edelstahloberflächen



400 ml

Best. Nr. 000.810400



# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Proktoskope



Nutzlänge	Außendurchmesser	Best. Nr.
6,5 cm	ø 17 mm	000.24950
8 cm	ø 17 mm	000.24951
6,5 cm	ø 20 mm	000.24952
8 cm	ø 20 mm	000.24953
6,5 cm	ø 24 mm ✓	000.24954
8 cm	ø 24 mm ✓	000.24955
15 cm	ø 20 mm	000.24956
8 cm	ø 30 mm	000.24957

✓ = besonders zu empfehlen für das Ligaturinstrument

Beleuchtungsstab mit Anschluss  
an Fiberglas-Lichtkabel

000.24960

Kaltlichtkabel und Lichtquellen

ohne Bestell. Nr.





# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Saugligatur-Instrument komplett

- 100 Ligaturringe
- Saugkopf
- Ladekonus



**komplett**

Best. Nr. 000.500030

**Saugligatur-Instrument einzeln**

Best. Nr. 000.500031

**Ersatzladekonus**

Best. Nr. 000.500032

**Ersatzligaturringe**

1 VE = 100 Stück

Best. Nr. 000.500033

**Saugkopf ø 10 x 11 mm**

Best. Nr. 000.500034

**Saugkopf ø 10 x 16 mm**

Best. Nr. 000.500035

Absaugpumpen verschiedener Hersteller auf Anfrage erhältlich!




# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Hämorrhoiden-Fasszange


- *abgewinkelt*
- *19 cm lang*



Best. Nr. 000.500039

## Ligatur-Instrument

- *mechanisch*



Best. Nr. 000.500040


Alle Produkte  
autoklavierbar bei  
★★★★★  
134 °C



# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Tropfspritze n. Böhm / 1 ml




Best. Nr. 000.500101

## Ersatzzylinder

Best. Nr. 000.500202

## Tropfspritze n. Gabriel / 5 ml



Best. Nr. 000.500501

## Ersatzzylinder

Best. Nr. 000.500602


Alle Produkte  
autoklavierbar bei  
★★★★★  
134 °C

# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Proktoskopkanüle Typ 1


- *gerade*
- *0,9 x 125 mm*



Best. Nr. 000.519125

## Proktoskopkanüle Typ 2

- *gebogen*
- *0,9 x 125 mm*



Best. Nr. 000.529125

Dieses Produkt ist  
autoklavierbar bei

134 °C

# Warengruppe 0


Stand 01.01.2010

## Rektoskop

- *mit Handgriff*
- *verschiedene Längen und Durchmesser*


## Zubehör

- *auf Anfrage nach Ihren Wünschen*



ohne Bestell. Nr.

## Doppelgebläse




ohne Bestell. Nr.



# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Colondekompressionssonde / Set



Ch. 16 / 175 cm

Best. Nr. 000.161725

Ch. 18 / 175 cm

Best. Nr. 000.181725

Absaugpumpen verschiedener Hersteller auf Anfrage erhältlich!



Einweg-Produkte






# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Coloskopie • Untersuchungshosen

(Rückansicht)



1 VE = 10 Stück

Best. Nr. 000.500/10




# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Ablagetaschen

- für flexibles Zubehör
- Gastroskopie, ERCP und Coloskopie
- mit 3- oder 4 Taschen
- mit Fixierungstreifen\*



1 VE = 10 Stück

mit 3 Taschen

Best. Nr. 00.300/10

mit 4 Taschen

Best. Nr. 00.400/10



Einweg-Produkte




# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Jet-Cleaner-Typ II

- Flüssigkeitsbehälter 2 Liter
- Schlauch-Set
- Instrumenten-Spüladapter nach Wahl  
(siehe Seite 0/21)
- pneumatischer Fußschalter
- Spülleistung 800-1500 ml/min.
- Netzkabel



Reinigung  
und Desinfektion

Dieses Produkt ist  
autoklavierbar bei  
134 °C

Best. Nr. 000.548000




# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Jet-Cleaner Modell 2006

- Flüssigkeitsbehälter 1 Liter
- 10 Einmal-Spülschlauchsysteme
- Instrumenten-Spüladapter nach Wahl  
(siehe Seite 0/21)
- pneumatischer Fußschalter
- Spülleistung 450-1050 ml/min.
- Netzkabel
- inkl. Verbindungsstück zur Aufnahme des Spülschlauchs



Reinigung  
und Desinfektion

Dieses Produkt ist  
autoklavierbar bei  
134 ° C

Best. Nr. 000.549000



# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Instrumenten-Spüladapter

- für *Olympus-Endoskope*
- für *Fujinon G5-Endoskope*



Silikondichtung einzeln


Best. Nr. 000.540034

Instrumenten-Spüladapter mit Silikondichtung

Best. Nr. 000.540035

## Instrumenten-Spüladapter

- für *Olympus-Endoskope*
- für *Fujinon G5-Endoskope*



Best. Nr. 000.540041

## Instrumenten-Spüladapter

- für *Fujinon-Endoskope*



Best. Nr. 000.540036

## Instrumenten-Spüladapter

- für *Pentax-Endoskope*



Best. Nr. 000.540037

## Rückschlagventil aus Metall

- für *Instrumenten-Spüladapter Olympus, Fujinon und Pentax*



Best. Nr. 000.540038

Alle Produkte  
autoklavierbar bei

134 °C


# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Jet-Cleaner-Zubehör Modell Rollenpumpe

Reinigung  
und Desinfektion


### • Rollenpumpen-Kassette



Best. Nr. 000.540026

Reinigung  
und Desinfektion

### • Pneumatischer Fußschalter



Best. Nr. 000.540027

Reinigung  
und Desinfektion

### • 2l Flüssigkeitsbehälter mit Deckel



Best. Nr. 000.540028

Alle Produkte  
autoklavierbar bei  
134 °C

### • Wasserflasche autoklavierbar kompl.

Best. Nr. 000.540100

### • Wasserflasche autoklavierbar einzeln

Best. Nr. 000.540101

### • Stopfen autoklavierbar einzeln

Best. Nr. 000.540102




# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010


## Jet-Cleaner-Zubehör Modell Rollenpumpe

- T-Schlauchstück  
zur Drucküberwachung




Best. Nr. 000.540030

- Spülschlauch



Best. Nr. 000.540031

- Ansaugschlauch



Best. Nr. 000.540032

Alle Produkte  
autoklavierbar bei  
**134 ° C**


# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Schlauch-Set komplett

- für Jet-Cleaner Modell 2006


Alle Produkte  
autoklavierbar bei  
134 °C



Best. Nr. 000.540033

## Schlauch-Set komplett

- für Jet-Cleaner Typ II




Best. Nr. 000.540040

## Ansaugfilter komplett

- Feinfilter inkl. Aufnahmestück
- passend für alle Systeme

Reinigung  
und Desinfektion



Best. Nr. 000.540039





# Warengruppe 0


Stand 01.01.2010

## Metall-Schlauchverbinder • *Standard (männlich)*



Best. Nr. 000.540043

## Metall-Schlauchverbinder • *groß (männlich)*




Best. Nr. 000.540044

## Metall-Schlauchverbinder • *Standard (weiblich)*




Best. Nr. 000.540045

## Verbindungsstück • *Standard (männlich)* auf groß (weiblich)



Best. Nr. 000.540049

## Verbindungsstück • *Standard (weiblich)* auf groß (männlich)



Best. Nr. 000.540050



# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Ventilöffner



ø 1,8 mm

Best. Nr. 000.180050


ø 2,3 mm

Best. Nr. 000.230050

ø 3,5 mm

Best. Nr. 000.350050

## Spül- und Entschäumer-Kanülen-Set



ø 2,0 mm • Länge 25 cm

Best. Nr. 000.202551

## Spül- und Entschäumer-Kanüle-Standard



ø 2,0 mm • Länge 3,9 cm

Best. Nr. 000.203952

Alle Produkte  
autoklavierbar bei  
134 °C




# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Silikonschlauch

- außen  $\varnothing$  8 mm
- Wandstärke 2 mm
- innen  $\varnothing$  4 mm
- Meterware
- in verschiedenen Wandstärken,  
innen  $\varnothing$  und außen  $\varnothing$  lieferbar



Best. Nr. 000.540035

## Schlauchhalter


- aus Metall
- für alle gängigen  
Schlauchgrößen von 6-14 mm



ohne Bestell. Nr.

## PVC-Schlauch

- Meterware
- in verschiedenen Wandstärken,  
innen  $\varnothing$  und außen  $\varnothing$  lieferbar



ohne Bestell. Nr.




# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Gesichtsschild

- für Ihre Arbeitssicherheit
- Antibeschlag-Visier
- Stretchband





1 VE = 5 Stück

Best. Nr. 000.800000

## Schutzbrille

- für Ihre Arbeitssicherheit




## Brillenbügel

- 1 VE = 20 Stück

Best. Nr. 000.800500

## Schutzfolien für Brillenbügel

- 1 VE = 50 Stück



Best. Nr. 000.800550




# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Wasser-Sterilfiltersystem für die Verwendung am Waschbecken

### Wasser-Sterilfilter

- zur Anwendung am Wasserhahn
- Filterfläche: 600 cm<sup>2</sup>
- zulässige Standzeit bis zu 14 Tagen
- Befestigung durch Schnellkupplungs-Adapter
- glatter Auslauf 12 mm ID




1 VE = 10 Stück

Best. Nr. WI AQF1C

### Schnellkupplungs-Adapter CPC

- mit Wasserstopp Messing verchromt



mit Perlator - Innengewinde M22x1

Best. Nr. WI CVK 22

mit Perlator - Außengewinde M24x1

Best. Nr. WI CVK 24

mit R1/2"- Außengewinde

Best. Nr. WI CVK 1/2



# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Sterilwasserfilter-Reinigungspistolen-Set, autoklavierbar

- *Reinigungspistole*
- *Spritzdüse*
- *Arretierungsring*
- *Filter-Pistolenkupplung*
- *Pall-Sterilwasserfilter*
- *Schlauch mit Kupplung für Pall-Filter und 3/8" Überwurfmutter für Wasseranschluss „nicht autoklavierbar“*
- *Wandhalterung für die Reinigungspistole*
- *Reinigungsadapter-Set für die Filter-Pistolenkupplung*



(mit 100 cm Schlauch)

Best. Nr. 000.540710

(mit 150 cm Schlauch)

Best. Nr. 000.540715

(mit 200 cm Schlauch)

Best. Nr. 000.540720

### Achtung!

Geben Sie bitte bei Bestellung die Größe des Außengewindes an Ihrer Wasserentnahmestelle an. Wir liefern Ihnen dann die passende Verschraubung gleich mit.

Auf Wunsch montieren wir Ihnen die Reinigungspistolen auch mit einem längeren Schlauch.

Desweiteren bitten wir Sie zu prüfen, ob ein Wandhaken zur Fixierung der Luft- / Reinigungspistole benötigt wird.

Sollte die Pistole (Druckluft/Wasserschlauch) durch eine Arbeitsplatte geführt werden, ist eine Tischrosette notwendig.

Alle Produkte  
autoklavierbar bei  
134 °C

# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Zubehör für Edelstahl-Reinigungspistolen, autoklavierbar



**Reinigungspistole aus Edelstahl**  
• *einzeln*

Best. Nr. 000.540705

## Schlauch mit Edelstahlmantel

- *Edelstahlgeflecht*
- *Pall-Filterkupplung*
- *G 3/8" Überwurfmutter für Wasseranschluss*



*Länge 100 cm*

Best. Nr. 000.540706

*Länge 150 cm*

Best. Nr. 000.540707

*Länge 200 cm*

Best. Nr. 000.540708

Alle Produkte  
autoklavierbar bei  
134 °C



# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Zubehör für Edelstahl-Reinigungspistolen, autoklavierbar

### Luer-Lock-Ansatz

- M8



Best. Nr. 000.540710

### Spritzdüse

- *Edelstahl*



Best. Nr. 000.540711

### Abzughebelarretierungsring

- *Edelstahl*



Best. Nr. 000.540712

Alle Produkte  
autoklavierbar bei

134 °C



# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Zubehör für Edelstahl-Reinigungspistolen, autoklavierbar

### Wandhalter für Reinigungspistole

- *Kunststoff*



Best. Nr. 000.540713

### Filter-Pistolenkupplung

- *Edelstahl*
- *autoklavierbar*



Best. Nr. 000.540715

### Sterilisationsadapter für die Filterpistolenkupplung

- *autoklavierbar*



Best. Nr. 000.540720

Alle Produkte  
autoklavierbar bei

134 °C

# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Zubehör für Edelstahl-Reinigungspistolen, autoklavierbar



### Tischdurchführung

- für Plattenstärke von 30 - 45 mm


Best. Nr. 000.540725



### Adapter

- von Außengewinde 3/8" auf Innengewinde 1/2"

Best. Nr. 000.540726



### Ersatz-O-Ring-Set

- mit Aufziehhilfen

Best. Nr. 000.540730


Alle Produkte  
autoklavierbar bei

134 °C

# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Druckluftpistole einzeln • mit Schlauch ohne Ansätze



Gas sterilisierbar 65°


Best. Nr. 000.540051

## Katheteransatz für Druckluftpistole



Best. Nr. 000.540059

## Spülansatz männlich Luer-Lock • für Luft-/Wasserpistole



Best. Nr. 000.540060



# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Endoskop- und Katheter-Trocknungseinheit


- mit Zeitschaltuhr von 0-30 min
- Luftleistung pro Minute 50 Liter
- Druckregulation max. 0,5 bar
- Stromversorgung 230 Volt
- Maße: 260 (B) x 180 (H) x 320 mm (T)
- Gewicht: 4,7 Kg



Best. Nr. 000.54900

## Endoskop-Trockenschlauch-Set


- Adaption für alle gäng. Endoskoptypen



Best. Nr. 000.54905

## Katheter-Trockenschlauch

- inkl. Luer-Teil männlich, Standard



Best. Nr. 000.54910

## Grobfilter

- autoklavierbar



Best. Nr. 000.54920

## Submikrofilter



Best. Nr. 000.54921

## Sicherung

- 0,63 amp., träge



Best. Nr. 000.54922




# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Ultraschallreinigungsgerät Typ I

- inkl. Edelstahl-Siebkorb
- inkl. Edelstahl-Wannendeckel
- inkl. Ablaufschlauch mit Absperrhahn
- geeignet für alle Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Inhalt 6,0 Liter




## Wanne 500x140x100 mm komplett

Best. Nr. 000.481210

Außenmaß 530x165x245 mm

## Ultraschallreinigungsgerät Typ II

- inkl. Edelstahl-Siebkorb
- inkl. Edelstahl-Wannendeckel
- inkl. Ablaufschlauch mit Absperrhahn
- geeignet für alle Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Inhalt 13,5 Liter



## Wanne 325x300x150 mm komplett

Best. Nr. 000.322915

Außenmaß 355x325x305 mm



# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Instrumenten-Desinfektion und -Reinigung

- für alle flexiblen Endoskope
- für flexibles Zubehör




5 Liter

Best. Nr. 000.801005

## Enzymreiniger

- für alle flexiblen Endoskope
- für flexibles Zubehör



1 Liter

Best. Nr. 000.802001

5 Liter

Best. Nr. 000.802005



# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Waschmaschinen-Desinfektant

- zur Desinfizierung von Endoskopen



1 VE = 3 x 5 Liter

Best. Nr. 000.803305

## Waschmaschinen-Reiniger

- zur enzymatischen Reinigung von Endoskopen



1 VE = 3 x 5 Liter

Best. Nr. 000.804305




# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Instrumenten-Wannen

- zur fachgerechten Reinigung und Desinfektion von flexiblen Endoskopen oder Zubehör
- mit Deckel transparent
- herausnehmbares Wannensieb



### 3 Liter- Wanne

Maße (L x B x H) innen  
25 x 15 x 12 cm

Best. Nr. 000.144308

### 5 Liter- Wanne

Maße (L x B x H) innen  
50 x 17 x 12 cm

Best. Nr. 000.144408

### 10 Liter- Wanne

Maße (L x B x H) innen  
34 x 26 x 17 cm

Best. Nr. 000.144508

### 30 Liter- Wanne

Maße (L x B x H) innen  
ohne Auslaufhahn  
56 x 37 x 22,5 cm

Best. Nr. 000.144608

### 30 Liter- Wanne

Maße (L x B x H) innen  
mit Auslaufhahn  
56 x 37 x 22,5 cm

Best. Nr. 000.144610






# Warengruppe 0

Stand 01.01.2010

## Desinfektionsrohr ø 40 mm

- mit Ablaufhahn
- inkl. Montagezubehör



Desinfektionsrohr 75 cm lang	Best. Nr. 000.754060
Desinfektionsrohr 105 cm lang	Best. Nr. 000.104060
Desinfektionsrohr 120 cm lang	Best. Nr. 000.124060
Desinfektionsrohr 140 cm lang	Best. Nr. 000.144060
Desinfektionsrohr 160 cm lang	Best. Nr. 000.164060
Desinfektionsrohr 185 cm lang	Best. Nr. 000.184060

## Desinfektionsrohr ø 40 mm

- mit Boden
- inkl. Montagezubehör

Desinfektionsrohr 75 cm lang	Best. Nr. 000.754061
Desinfektionsrohr 105 cm lang	Best. Nr. 000.104061
Desinfektionsrohr 120 cm lang	Best. Nr. 000.124061
Desinfektionsrohr 140 cm lang	Best. Nr. 000.144061
Desinfektionsrohr 160 cm lang	Best. Nr. 000.164061
Desinfektionsrohr 185 cm lang	Best. Nr. 000.184061

## Desinfektionsrohr ø 40 mm

- mit Belüftungsbohrung
- inkl. Montagezubehör

Desinfektionsrohr 75 cm lang	Best. Nr. 000.754062
Desinfektionsrohr 105 cm lang	Best. Nr. 000.104062
Desinfektionsrohr 120 cm lang	Best. Nr. 000.124062
Desinfektionsrohr 140 cm lang	Best. Nr. 000.144062
Desinfektionsrohr 160 cm lang	Best. Nr. 000.164062
Desinfektionsrohr 185 cm lang	Best. Nr. 000.184062

## Abdeckkappe

- für Desinfektionsrohre ø 40 mm

Best. Nr. 000.4034

