

Warengruppe 2

Stand 01.01.2010

Metallhandgriff für flexible Biopsiezangen

- *leichter, stabiler Metallhandgriff*
- *autoklavierbar*

**Die Spulen in verschiedenen Farben
kennzeichnen den Durchmesser der Zange.**

| | | |
|----------------|-------------|---------------|
| <u>Weiß</u> | Durchmesser | <u>1,0 mm</u> |
| <u>Orange</u> | Durchmesser | <u>1,6 mm</u> |
| <u>Blau</u> | Durchmesser | <u>1,8 mm</u> |
| <u>Grün</u> | Durchmesser | <u>2,1 mm</u> |
| <u>Gelb</u> | Durchmesser | <u>2,3 mm</u> |
| <u>Schwarz</u> | Durchmesser | <u>2,5 mm</u> |
| <u>Rot</u> | Durchmesser | <u>3,0 mm</u> |
| <u>Orange</u> | Durchmesser | <u>3,4 mm</u> |



Warengruppe 2

Stand 01.01.2010

PE-Zange ohne Dorn • ovale Löffel mit Fenster



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,0 mm | Best. Nr. 220.1210 |
| 160 cm lang / ø 1,0 mm | Best. Nr. 220.1610 |
| 180 cm lang / ø 1,0 mm | Best. Nr. 220.1810 |
| 230 cm lang / ø 1,0 mm | Best. Nr. 220.2310 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,4 mm | Best. Nr. 220.1214 |
| 160 cm lang / ø 1,4 mm | Best. Nr. 220.1614 |
| 180 cm lang / ø 1,4 mm | Best. Nr. 220.1814 |
| 230 cm lang / ø 1,4 mm | Best. Nr. 220.2314 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,6 mm | Best. Nr. 220.1216 |
| 160 cm lang / ø 1,6 mm | Best. Nr. 220.1616 |
| 180 cm lang / ø 1,6 mm | Best. Nr. 220.1816 |
| 230 cm lang / ø 1,6 mm | Best. Nr. 220.2316 |

(Fortsetzung siehe nächste Seite)



Warengruppe 2

Stand 01.01.2010

PE-Zange ohne Dorn • ovale Löffel mit Fenster



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 220.1218 |
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 220.1618 |
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 220.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 220.2318 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,1 mm | Best. Nr. 220.1221 |
| 160 cm lang / ø 2,1 mm | Best. Nr. 220.1621 |
| 180 cm lang / ø 2,1 mm | Best. Nr. 220.1821 |
| 230 cm lang / ø 2,1 mm | Best. Nr. 220.2321 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 220.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 220.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 220.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 220.2323 |



Warengruppe 2

Stand 01.01.2010

PE-Zange mit Dorn • ovale Löffel mit Fenster



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 230.1218 |
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 230.1618 |
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 230.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 230.2318 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,1 mm | Best. Nr. 230.1221 |
| 160 cm lang / ø 2,1 mm | Best. Nr. 230.1621 |
| 180 cm lang / ø 2,1 mm | Best. Nr. 230.1821 |
| 230 cm lang / ø 2,1 mm | Best. Nr. 230.2321 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 230.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 230.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 230.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 230.2323 |



Warengruppe 2

Stand 01.01.2010

PE-Zange ohne Dorn

- kurze, ovale Löffel mit Fenster



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 240.1218 |
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 240.1618 |
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 240.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 240.2318 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,1 mm | Best. Nr. 240.1221 |
| 160 cm lang / ø 2,1 mm | Best. Nr. 240.1621 |
| 180 cm lang / ø 2,1 mm | Best. Nr. 240.1821 |
| 230 cm lang / ø 2,1 mm | Best. Nr. 240.2321 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 240.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 240.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 240.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 240.2323 |

(Fortsetzung siehe nächste Seite)



Warengruppe 2

Stand 01.01.2010

PE-Zange ohne Dorn

- kurze, ovale Löffel mit Fenster



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 240.1225 |
| 160 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 240.1625 |
| 180 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 240.1825 |
| 230 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 240.2325 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| 160 cm lang / ø 3,0 mm | Best. Nr. 240.1630 |
| 180 cm lang / ø 3,0 mm | Best. Nr. 240.1830 |
| 230 cm lang / ø 3,0 mm | Best. Nr. 240.2330 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| 160 cm lang / ø 3,4 mm | Best. Nr. 240.1634 |
| 180 cm lang / ø 3,4 mm | Best. Nr. 240.1834 |
| 230 cm lang / ø 3,4 mm | Best. Nr. 240.2334 |

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 2

Stand 01.01.2010

PE-Zange mit Dorn

- kurze, ovale Löffel mit Fenster



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 250.1218 |
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 250.1618 |
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 250.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 250.2318 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,1 mm | Best. Nr. 250.1221 |
| 160 cm lang / ø 2,1 mm | Best. Nr. 250.1621 |
| 180 cm lang / ø 2,1 mm | Best. Nr. 250.1821 |
| 230 cm lang / ø 2,1 mm | Best. Nr. 250.2321 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 250.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 250.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 250.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 250.2323 |

(Fortsetzung siehe nächste Seite)

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 2

Stand 01.01.2010

PE-Zange mit Dorn

- kurze, ovale Löffel mit Fenster



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 250.1225 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 160 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 250.1625 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 180 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 250.1825 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 230 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 250.2325 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 160 cm lang / ø 3,0 mm | Best. Nr. 250.1630 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 180 cm lang / ø 3,0 mm | Best. Nr. 250.1830 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 230 cm lang / ø 3,0 mm | Best. Nr. 250.2330 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 160 cm lang / ø 3,4 mm | Best. Nr. 250.1634 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 180 cm lang / ø 3,4 mm | Best. Nr. 250.1834 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 230 cm lang / ø 3,4 mm | Best. Nr. 250.2334 |
|------------------------|--------------------|

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C



Warengruppe 2

Stand 01.01.2010

PE-Zange ohne Dorn

- ovale, ineinander
gezahnte Löffel



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 260.1218 |
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 260.1618 |
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 260.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 260.2318 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,1 mm | Best. Nr. 260.1221 |
| 160 cm lang / ø 2,1 mm | Best. Nr. 260.1621 |
| 180 cm lang / ø 2,1 mm | Best. Nr. 260.1821 |
| 230 cm lang / ø 2,1 mm | Best. Nr. 260.2321 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 260.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 260.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 260.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 260.2323 |



Warengruppe 2

Stand 01.01.2010

PE-Zange mit Dorn

- ovale, ineinander
gezahnte Löffel



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 270.1218 |
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 270.1618 |
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 270.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 270.2318 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 270.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 270.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 270.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 270.2323 |

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 2

Stand 01.01.2010

PE-Zange ohne Dorn

- v-förmig gezahnter Löffel



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 280.1218 |
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 280.1618 |
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 280.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 280.2318 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 280.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 280.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 280.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 280.2323 |

Alle Produkte
autoklavierbar bei
★★★★★
134 °C




Warengruppe 2

Stand 01.01.2010

PE-Zange ohne Dorn

- v-förmig gezahnter Löffel
- mit Kippbranchen 90° öffnend



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 281.1218 |
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 281.1618 |
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 281.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 281.2318 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 281.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 281.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 281.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 281.2323 |

Alle Produkte
autoklavierbar bei
★★★★★
134 °C




Warengruppe 2

Stand 01.01.2010

Pankreas- und Gallengang-PE-Zange

- kurze, ovale, v-förmige Löffel
- einseitig öffnend




230 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 282.2323

Pankreas- und Gallengang-PE-Zange

- kurze, ovale Löffel
- einseitig öffnend



230 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 283.2323

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C



Warengruppe 2

Stand 01.01.2010

Elektro-Biopsie-Zange

- ovale Löffel ohne Dorn
- ohne Handgriff!

(Zubehör siehe Seite 2/16)



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 290.1218 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 290.1618 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 290.1818 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 290.2318 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 290.1223 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 290.1623 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 290.1823 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 290.2323 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 290.1225 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 160 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 290.1625 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 180 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 290.1825 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 230 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 290.2325 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 3,0 mm | Best. Nr. 290.1230 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 160 cm lang / ø 3,0 mm | Best. Nr. 290.1630 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 180 cm lang / ø 3,0 mm | Best. Nr. 290.1830 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| 230 cm lang / ø 3,0 mm | Best. Nr. 290.2330 |
|------------------------|--------------------|



Warengruppe 2

Stand 01.01.2010

Economy

PE-Zange ohne Dorn

- kurze, ovale Löffel mit Fenster



160 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 285.1623

180 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 285.1823

230 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 285.2323

Economy

PE-Zange mit Dorn

- kurze, ovale Löffel mit Fenster



160 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 286.1623

180 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 286.1823

230 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 286.2323

Achtung: Bei den PE-Zangen-Typen dieser Seite ist eine Reparatur nicht möglich !!!

Der PE-Zangen Handgriff besteht aus hochwertigem Kunststoff und ist bei 134° autoklavierbar.



Warengruppe 2

Stand 01.01.2010

**Einmal
PE-Zange ohne Dorn**
• kurze, ovale Löffel mit Fenster



180 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 295.1823

230 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 295.2323

**Einmal
PE-Zange mit Dorn**
• kurze, ovale Löffel mit Fenster



180 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 296.1823

230 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 296.2323



Einmal-PE-Zangen

Warengruppe 2


Stand 01.01.2010

wieser
Medizintechnik und Geräte
Eichenstr. 4
82281 Egenhofen
Telefon (08134) 99291
Fax (08134) 99292

Elektro-Biopsie-Handgriff kurz

Standard

Best. Nr. 400.00000



HF-Kabel für Elektro-Biopsie-Handgriff

Standard

Best. Nr. 400.00100



Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer • Preisliche und technische Änderungen vorbehalten
Verwendung von Abbildungen dieser Seite nur mit schriftlicher Genehmigung der © Fa. Wieser GmbH