

Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Metallhandgriff für flexible Fremdkörperzangen

- *leichter, stabiler Metallhandgriff*
- *autoklavierbar*

**Die Spulen in verschiedenen Farben
kennzeichnen den Durchmesser der Zange.**

| | | |
|----------------|-------------|---------------|
| <u>Weiß</u> | Durchmesser | 1,0 mm |
| <u>Orange</u> | Durchmesser | 1,6 mm |
| <u>Blau</u> | Durchmesser | 1,8 mm |
| <u>Grün</u> | Durchmesser | 2,1 mm |
| <u>Gelb</u> | Durchmesser | 2,3 mm |
| <u>Schwarz</u> | Durchmesser | 2,5 mm |
| <u>Rot</u> | Durchmesser | 3,0 mm |
| <u>Orange</u> | Durchmesser | 3,4 mm |

autoklavierbar bei
★★★★★
134 °C




Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Fremdkörper-Zange

- oval gezahnte Löffel



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 300.1218 |
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 300.1618 |
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 300.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 300.2318 |
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 300.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 300.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 300.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 300.2323 |

Polycatch - Zange



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 301.1225 |
| 160 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 301.1625 |
| 180 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 301.1825 |
| 230 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 301.2325 |



Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Fremdkörper-Zange

- 1 zu 2 Zähne
- ovale Löffel



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 302.1218 |
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 302.1618 |
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 302.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 302.2318 |
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 302.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 302.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 302.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 302.2323 |
| 120 cm lang / ø 3,0 mm | Best. Nr. 302.1230 |
| 160 cm lang / ø 3,0 mm | Best. Nr. 302.1630 |
| 180 cm lang / ø 3,0 mm | Best. Nr. 302.1830 |
| 230 cm lang / ø 3,0 mm | Best. Nr. 302.2330 |

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Fremdkörper-Zange

- ovale, flache Auflage gerieft



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 303.1218 |
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 303.1618 |
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 303.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 303.2318 |
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 303.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 303.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 303.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 303.2323 |

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C



Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Fremdkörper-Zange

- 1 zu 2 Zähne
- flache Auflage



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 304.1218 |
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 304.1618 |
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 304.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 304.2318 |
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 304.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 304.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 304.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 304.2323 |

Alle Produkte
autoklavierbar bei
★★★★★
134 °C



Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Fremdkörper-Zange


- 2 zu 2 Zähne
- flache Auflage



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 305.1218 |
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 305.1618 |
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 305.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 305.2318 |
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 305.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 305.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 305.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 305.2323 |

Fremdkörper-Zange

- Alligator quer gezahnt



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 306.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 306.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 306.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 306.2323 |




Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Fremdkörper-Zange

- quer gezahnt
- filiform



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,0 mm | Best. Nr. 307.1210 |
| 160 cm lang / ø 1,0 mm | Best. Nr. 307.1610 |
| 180 cm lang / ø 1,0 mm | Best. Nr. 307.1810 |
| 230 cm lang / ø 1,0 mm | Best. Nr. 307.2310 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,4 mm | Best. Nr. 307.1214 |
| 160 cm lang / ø 1,4 mm | Best. Nr. 307.1614 |
| 180 cm lang / ø 1,4 mm | Best. Nr. 307.1814 |
| 230 cm lang / ø 1,4 mm | Best. Nr. 307.2314 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,6 mm | Best. Nr. 307.1216 |
| 160 cm lang / ø 1,6 mm | Best. Nr. 307.1616 |
| 180 cm lang / ø 1,6 mm | Best. Nr. 307.1816 |
| 230 cm lang / ø 1,6 mm | Best. Nr. 307.2316 |

(Fortsetzung siehe nächste Seite)




Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Fremdkörper-Zange

- quer gezahnt
- filiform



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 307.1218 |
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 307.1618 |
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 307.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 307.2318 |
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 307.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 307.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 307.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 307.2323 |
| 120 cm lang / ø 3,0 mm | Best. Nr. 307.1230 |
| 160 cm lang / ø 3,0 mm | Best. Nr. 307.1630 |
| 180 cm lang / ø 3,0 mm | Best. Nr. 307.1830 |
| 230 cm lang / ø 3,0 mm | Best. Nr. 307.2330 |



Warengruppe 3

Stand 01.01.2010





wieser
Medizintechnik und Geräte

Eichenstr. 4
82281 Egenhofen
Telefon (08134) 99291
Fax (08134) 99292

Fremdkörper- Fasszange „Modell Rattenzahn“

- 1 zu 2 Zähne
- rund/quergezahnt
- Branchenlänge 6,5 mm
- Öffnung d. Branchen 11,3 mm



210 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 330.2123

Fremdkörper- Fasszange „Modell Rattenzahn“

- 1 zu 2 Zähne
- rund/quergezahnt
- Branchenlänge 8,4 mm
- Öffnung d. Branchen 14,9 mm



210 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 331.2123

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C



Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer • Preisliche und technische Änderungen vorbehalten
Verwendung von Abbildungen dieser Seite nur mit schriftlicher Genehmigung der © Fa. Wieser GmbH

Warengruppe 3

Stand 01.01.2010


Ernährungs sonden-Fasszange

- *runde Branchen*



| | |
|------------------------|--------------------|
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 325.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 325.2318 |
| 320 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 325.3218 |
| 180 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 325.1825 |
| 230 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 325.2325 |
| 320 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 325.3225 |

Katheter - Lege - Zange



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 310.1225 |
| 160 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 310.1625 |
| 180 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 310.1825 |
| 230 cm lang / ø 2,5 mm | Best. Nr. 310.2325 |




Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Scheren-Zange

• gezahnte Branchen



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 308.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 308.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 308.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 308.2323 |

Fadenstanze



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 309.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 309.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 309.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 309.2323 |



Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Hakenschere

• *einfachbeweglich*



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 310.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 310.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 310.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 310.2323 |

Alle Produkte
autoklavierbar bei
★★★★★
134 °C




Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Fremdkörper-Greifer

- *Metallspirale*
- *3-armig scharf*



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,0 mm | Best. Nr. 311.1210 |
| 160 cm lang / ø 1,0 mm | Best. Nr. 311.1610 |
| 180 cm lang / ø 1,0 mm | Best. Nr. 311.1810 |
| 230 cm lang / ø 1,0 mm | Best. Nr. 311.2310 |
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 311.1218 |
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 311.1618 |
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 311.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 311.2318 |
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 311.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 311.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 311.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 311.2323 |

Alle Produkte
autoklavierbar bei
★★★★★
134 °C




Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Polypen-Greifer

- *Metallspirale*
- *3-armig rund*



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 312.1218 |
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 312.1618 |
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 312.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 312.2318 |
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 312.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 312.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 312.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 312.2323 |

Alle Produkte
autoklavierbar bei
★★★★★
134 °C




Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Fremdkörper-Greifer


- *Metallspirale*
- *4-armig scharf*



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 313.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 313.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 313.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 313.2323 |

Polypen-Greifer

- *Metallspirale*
- *4-armig rund*



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 314.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 314.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 314.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 314.2323 |

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Fremdkörper- Greifer

- Teflonmantel
- 2-armig scharf
- herausnehmbares Innenteil
- ohne Griff



120 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 315.1223

160 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 315.1623

180 cm lang / ø 2,3 mm


Best. Nr. 315.1823

230 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 315.2323

Fremdkörper- Greifer

- Teflonmantel
- 4-armig flache Auflage
- extra starke Zugkraft
- herausnehmbares Innenteil
- ohne Griff



120 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 316.1223

160 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 316.1623

180 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 316.1823

230 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 316.2323

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Fremdkörper-/Polypen-Greifer

Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Fremdkörper - Greifer

- Teflonmantel
- 3-armig scharf
- herausnehmbares Innenteil
- ohne Griff



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 317.1218 |
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 317.1618 |
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 317.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 317.2318 |
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 317.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 317.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 317.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 317.2323 |

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Polypen - Greifer

- Teflonmantel
- 3-armig rund
- herausnehmbares Innenteil
- ohne Griff



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 318.1218 |
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 318.1618 |
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 318.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 318.2318 |
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 318.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 318.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 318.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 318.2323 |

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Fremdkörper - Greifer

- Teflonmantel
- 4-armig scharf
- herausnehmbares Innenteil
- mit Handgriff
- seitlicher Spülansatz zur Reinigung und Desinfektion



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 319.1218 |
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 319.1618 |
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 319.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 319.2318 |
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 319.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 319.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 319.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 319.2323 |

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




zur Reinigung und Desinfektion

Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Polypen - Greifer

- Teflonmantel
- 4-armig rund
- herausnehmbares Innenteil
- mit Handgriff
- seitlicher Spülansatz zur Reinigung und Desinfektion



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 320.1218 |
| 160 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 320.1618 |
| 180 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 320.1818 |
| 230 cm lang / ø 1,8 mm | Best. Nr. 320.2318 |
| 120 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 320.1223 |
| 160 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 320.1623 |
| 180 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 320.1823 |
| 230 cm lang / ø 2,3 mm | Best. Nr. 320.2323 |

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




zur Reinigung und Desinfektion

Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Fremdkörper - Greifer

- Teflonmantel
- 5-armig scharf
- herausnehmbares Innenteil
- mit Handgriff
- seitlicher Spülansatz zur Reinigung und Desinfektion



120 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 321.1223

160 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 321.1623

180 cm lang / ø 2,3 mm


Best. Nr. 321.1823

230 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 321.2323

Polypen - Greifer

- Teflonmantel
- 5-armig rund
- herausnehmbares Innenteil
- mit Handgriff
- seitlicher Spülansatz zur Reinigung und Desinfektion



120 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 322.1223

160 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 322.1623

180 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 322.1823

230 cm lang / ø 2,3 mm

Best. Nr. 322.2323

Alle Produkte
autoklavierbar bei
★★★★★
134 °C



zur Reinigung und Desinfektion




Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Fremdkörper- Greifer

- Teflonmantel
- 3-armig scharf
- ortsstabil
- mit Spezial-Handgriff



120 cm lang / ø 2,6 mm

Best. Nr. 323.1226

160 cm lang / ø 2,6 mm

Best. Nr. 323.1626

180 cm lang / ø 2,6 mm


Best. Nr. 323.1826

230 cm lang / ø 2,6 mm

Best. Nr. 323.2326

Polypen - Greifer

- Teflonmantel
- 3-armig rund
- ortsstabil
- mit Spezial-Handgriff



120 cm lang / ø 2,6 mm

Best. Nr. 324.1226

160 cm lang / ø 2,6 mm

Best. Nr. 324.1626

180 cm lang / ø 2,6 mm

Best. Nr. 324.1826

230 cm lang / ø 2,6 mm

Best. Nr. 324.2326

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Fremdkörper- Greifer


- Teflonmantel
- 4- armig scharf
- ortsstabil
- mit Spezial-Handgriff



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,6 mm | Best. Nr. 326.1226 |
| 160 cm lang / ø 2,6 mm | Best. Nr. 326.1626 |
| 180 cm lang / ø 2,6 mm | Best. Nr. 326.1826 |
| 230 cm lang / ø 2,6 mm | Best. Nr. 326.2326 |

Polypen - Greifer

- Teflonmantel
- 4- armig rund
- ortsstabil
- mit Spezial-Handgriff



| | |
|------------------------|--------------------|
| 120 cm lang / ø 2,6 mm | Best. Nr. 327.1226 |
| 160 cm lang / ø 2,6 mm | Best. Nr. 327.1626 |
| 180 cm lang / ø 2,6 mm | Best. Nr. 327.1826 |
| 230 cm lang / ø 2,6 mm | Best. Nr. 327.2326 |

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 3

Stand 01.01.2010

Fremdkörper-Greifer

- Teflonmantel
- 8-armig scharf
- mit Spezial-Handgriff
- seitlicher Spülansatz zur Reinigung und Desinfektion



120 cm lang / ø 2,6 mm

Best. Nr. 328.1226

160 cm lang / ø 2,6 mm

Best. Nr. 328.1626

180 cm lang / ø 2,6 mm

Best. Nr. 328.1626

230 cm lang / ø 2,6 mm

Best. Nr. 328.2326



zur Reinigung und Desinfektion

Alle Produkte
autoklavierbar bei

134 °C