


Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 210


- 4-fach
- geflochten
- Basket



210 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 601.212530
210 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 601.212540
210 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 601.212550
210 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 601.212560
210 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 601.212570


Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 210

- 4-fach
- geflochten
- Dormia



210 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 602.212530
210 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 602.212540
210 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 602.212550
210 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 602.212560
210 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 602.212570

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010


Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 210

- 4-fach
- geflochten
- Basket/Dormia



210 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 603.212530
210 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 603.212540
210 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 603.212550
210 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 603.212560
210 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 603.212570

Alle Produkte
autoklavierbar bei
★★★★★
134 °C




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 210

- **Combi**
- 4-fach
- geflochten
- Basket/Dormia




210 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm auf 60 mm

Best. Nr. 604.253060


Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 210

- **Combi**
- **Führungsdraht tauglich für .035 Draht**
- 4-fach
- geflochten
- Basket/Dormia



210 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm auf 60 mm

Best. Nr. 605.253060




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 210


- 6-fach
- geflochten
- Basket



210 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 606.212530
210 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 606.212540
210 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 606.212550
210 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 606.212560
210 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 606.212570


Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 210

- 6-fach
- geflochten
- Dormia



210 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 607.212530
210 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 607.212540
210 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 607.212550
210 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 607.212560
210 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 607.212570

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 210


- **Führungsdraht tauglich für .035 Draht**
- **4-fach**
- **geflochten**
- **Basket**
- **mit Röntgenmarkierung**



210 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 608.212530
210 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 608.212540
210 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 608.212550
210 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 608.212560
210 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 608.212570


Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 210

- **Führungsdraht tauglich für .035 Draht**
- **4-fach**
- **geflochten**
- **Dormia**
- **mit Röntgenmarkierung**



210 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 609.212530
210 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 609.212540
210 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 609.212550
210 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 609.212560
210 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 609.212570

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010


Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 210

- **Führungsdraht tauglich für .035 Draht**
- **4-fach**
- **geflochten**
- **Basket/Dormia**
- **mit Röntgenmarkierung**



210cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 610.212530
210 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 610.212540
210 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 610.212550
210 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 610.212560
210 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 610.212570

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 210


- **Führungsdraht tauglich für .035 Draht**
- **6-fach**
- **geflochten**
- **Basket**
- **mit Röntgenmarkierung**



210 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 611.212530
210 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 611.212540
210 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 611.212550
210 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 611.212560
210 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 611.212570


Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 210

- **Führungsdraht tauglich für .035 Draht**
- **6-fach**
- **geflochten**
- **Dormia**
- **mit Röntgenmarkierung**



210 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 612.212530
210 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 612.212540
210 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 612.212550
210 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 612.212560
210 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 612.212570

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Nitinol-Steinfänger-Körbchen Multi Basket

- 4 < 8 fach
- Basket



210 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm


Best. Nr. 625.212540

210 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm

Best. Nr. 625.212550

Nitinol-Steinfänger-Körbchen Multi Basket

- 5 < 10 fach
- Basket



210 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm


Best. Nr. 627.212550

210 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm

Best. Nr. 627.212560

Nitinol-Steinfänger-Körbchen Multi Basket

- 6 < 12 fach
- Basket



210 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm


Best. Nr. 629.212560

210 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm

Best. Nr. 629.212570

Alle Produkte
autoklavierbar bei

134 °C




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 400

- 4-fach
- geflochten
- Basket

Die Lithotriptor-Körbe der Modellreihe LT 400 haben alle eine abschraubbare Zugstange mit einer integrierten Seilverlängerung zur direkten endoskopischen Lithotripsie. (siehe Abb. unten)




400 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 613.402530
400 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 613.402540
400 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 613.402550
400 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 613.402560
400 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 613.402570

Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 400


- 4-fach
- geflochten
- Dormia

Die Lithotriptor-Körbe der Modellreihe LT 400 haben alle eine abschraubbare Zugstange mit einer integrierten Seilverlängerung zur direkten endoskopischen Lithotripsie. (siehe Abb. unten)



400 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 614.402530
400 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 614.402540
400 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 614.402550
400 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 614.402560
400 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 614.402570

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 400


- 4-fach
- geflochten
- Basket/Dormia

Die Lithotriptor-Körbe der Modellreihe LT 400 haben alle eine abschraubbare Zugstange mit einer integrierten Seilverlängerung zur direkten endoskopischen Lithotripsie. (siehe Abb. unten)



400 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 615.402530
400 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 615.402540
400 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 615.402550
400 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 615.402560
400 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 615.402570

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 400

- **Combi**
- **4-fach**
- **geflochten**
- **Basket/Dormia**

Die Lithotriptor-Körbe der Modellreihe LT 400 haben alle eine abschraubbare Zugstange mit einer integrierten Seilverlängerung zur direkten endoskopischen Lithotripsie. (siehe Abb. unten)




400 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm auf 60 mm

Best. Nr. 616.253060

Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 400

- **Combi**
- **Führungsdraht tauglich für .035 Draht**
- **4-fach**
- **geflochten**
- **Basket/Dormia**


Die Lithotriptor-Körbe der Modellreihe LT 400 haben alle eine abschraubbare Zugstange mit einer integrierten Seilverlängerung zur direkten endoskopischen Lithotripsie. (siehe Abb. unten)



400 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm auf 60 mm

Best. Nr. 617.253060

Alle Produkte
autoklavierbar bei
★★★★
134 °C




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 400

- 6-fach
- geflochten
- Basket

Die Lithotriptor-Körbe der Modellreihe LT 400 haben alle eine abschraubbare Zugstange mit einer integrierten Seilverlängerung zur direkten endoskopischen Lithotripsie. (siehe Abb. unten)




400 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 618.402530
400 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 618.402540
400 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 618.402550
400 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 618.402560
400 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 618.402570

Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 400


- 6-fach
- geflochten
- Dormia

Die Lithotriptor-Körbe der Modellreihe LT 400 haben alle eine abschraubbare Zugstange mit einer integrierten Seilverlängerung zur direkten endoskopischen Lithotripsie. (siehe Abb. unten)



400 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 619.402530
400 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 619.402540
400 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 619.402550
400 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 619.402560
400 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 619.402570

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT400

- **Führungsdraht tauglich für .035 Draht**
- **4-fach**
- **geflochten**
- **Basket**
- **mit Röntgenmarkierung**

Die Lithotriptor-Körbe der Modellreihe LT 400 haben alle eine abschraubbare Zugstange mit einer integrierten Seilverlängerung zur direkten endoskopischen Lithotripsie. (siehe Abb. unten)




400 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 620.402530
400 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 620.402540
400 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 620.402550
400 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 620.402560
400 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 620.402570

Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 400


- **Führungsdraht tauglich für .035 Draht**
- **4-fach**
- **geflochten**
- **Dormia**
- **mit Röntgenmarkierung**

Die Lithotriptor-Körbe der Modellreihe LT 400 haben alle eine abschraubbare Zugstange mit einer integrierten Seilverlängerung zur direkten endoskopischen Lithotripsie. (siehe Abb. unten)



400 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 621.402530
400 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 621.402540
400 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 621.402550
400 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 621.402560
400 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 621.402570

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 400


- **Führungsdraht tauglich für .035 Draht**
- **4-fach**
- **geflochten**
- **Basket/Dormia**
- **mit Röntgenmarkierung**



Die Lithotriptor-Körbe der Modellreihe LT 400 haben alle eine abschraubbare Zugstange mit einer integrierten Seilverlängerung zur direkten endoskopischen Lithotripsie. (siehe Abb. unten)

400 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 622.402530
400 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 622.402540
400 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 622.402550
400 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 622.402560
400 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 622.402570

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 400

- **Führungsdraht tauglich für .035 Draht**
- **6-fach**
- **geflochten**
- **Basket**
- **mit Röntgenmarkierung**

Die Lithotriptor-Körbe der Modellreihe LT 400 haben alle eine abschraubbare Zugstange mit einer integrierten Seilverlängerung zur direkten endoskopischen Lithotripsie. (siehe Abb. unten)




400 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 623.402530
400 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 623.402540
400 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 623.402550
400 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 623.402560
400 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 623.402570

Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen LT 400


- **Führungsdraht tauglich für .035 Draht**
- **6-fach**
- **geflochten**
- **Dormia**
- **mit Röntgenmarkierung**

Die Lithotriptor-Körbe der Modellreihe LT 400 haben alle eine abschraubbare Zugstange mit einer integrierten Seilverlängerung zur direkten endoskopischen Lithotripsie. (siehe Abb. unten)



400 cm / ø 2,5 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 624.402530
400 cm / ø 2,5 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 624.402540
400 cm / ø 2,5 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 624.402550
400 cm / ø 2,5 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 624.402560
400 cm / ø 2,5 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 624.402570

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Lithotriptor-Set LT 400

- 2 x Steinfänger/Lithotriptor-Körbchen
4-fach oder 6-fach
Basket oder Dormia
geflochten, 400 cm lang
- 1 x Lithotriptor-Spirale
170 cm lang, \varnothing 3,0 mm
- 1 x Lithotriptor-Handgriff



Set mit Steinfänger/Lithotriptor Körbchen 4-fach Basket

Best. Nr. 631.0231/1

Set mit Steinfänger/Lithotriptor Körbchen 6-fach Basket

Best. Nr. 631.0231/2

Set mit Steinfänger/Lithotriptor Körbchen 4-fach Dormia

Best. Nr. 631.0231/3

Set mit Steinfänger/Lithotriptor Körbchen 6-fach Dormia

Best. Nr. 631.0231/4

Alle Produkte
autoklavierbar bei

134 °C



Warengruppe 6

Stand 01.01.2010




wieser
Medizintechnik und Geräte

Eichenstr. 4
82281 Egenhofen
Telefon (08134) 99291
Fax (08134) 99292

Lithotriptor - Handgriff


- für LT 210 / LT 400



Best. Nr. 631.0001

Lithotriptor - Spirale

- 170 cm / \varnothing 3,0 mm
- für LT 210 / LT 400



Best. Nr. 632.0002

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C



Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer • Preisliche und technische Änderungen vorbehalten
Verwendung von Abbildungen dieser Seite nur mit schriftlicher Genehmigung der © Fa. Wieser GmbH

Warengruppe 6

Stand 01.01.2010



wieser GmbH

Medizintechnik und Geräte

Eichenstr. 4


82281 Egenhofen

Telefon (08134) 99291

Fax (08134) 99292


Lithotriptor - Seilverlängerung • für LT 210

Best. Nr. 633.0003




Zugstange • mit Seilverlängerung

Best. Nr. 634.0004



Zugstange • ohne Seilverlängerung

Best. Nr. 635.0005



Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 ° C




Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer • Preisliche und technische Änderungen vorbehalten
Verwendung von Abbildungen dieser Seite nur mit schriftlicher Genehmigung der © Fa. Wieser GmbH

Warengruppe 6

Stand 01.01.2010


Notfall - Lithotripter - Set

- inkl. Handgriff und Metallspirale
 - 80 cm lang / 3,3 mm Durchmesser
- Best. Nr. 631.0001 + 637.0004



Best. Nr. 636.0000


Notfall - Lithotripter - Handgriff



Best. Nr. 631.0001

Notfall - Lithotripter - Spirale

- 80 cm lang / 3,3 mm Durchmesser



Best. Nr. 637.0004

Alle Produkte
autoklavierbar bei
134 °C




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Nitinol-Steinfänger-Körbchen


- 4-fach
- Basket



210 cm / ø 1,8 mm Korb 20 mm	Best. Nr. 640.211820
210 cm / ø 1,8 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 640.211830
210 cm / ø 1,8 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 640.211840
210 cm / ø 1,8 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 640.211850
210 cm / ø 1,8 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 640.211860
210 cm / ø 1,8 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 640.211870

Nitinol-Steinfänger-Körbchen

- 4-fach
- Dormia




210 cm / ø 1,8 mm Korb 20 mm	Best. Nr. 641.211820
210 cm / ø 1,8 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 641.211830
210cm / ø 1,8 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 641.211840
210 cm / ø 1,8 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 641.211850
210 cm / ø 1,8 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 641.211860
210 cm / ø 1,8 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 641.211870

Alle Produkte
autoklavierbar bei

134 °C

Nitinol

Knickstabilität




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Nitinol-Steinfänger-Körbchen


- 4-fach
- Basket



210 cm / ø 2,4 mm Korb 20 mm	Best. Nr. 642.212420
210 cm / ø 2,4 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 642.212430
210 cm / ø 2,4 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 642.212440
210 cm / ø 2,4 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 642.212450
210 cm / ø 2,4 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 642.212460
210 cm / ø 2,4 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 642.212470

Nitinol-Steinfänger-Körbchen

- 4-fach
- Dormia




210 cm / ø 2,4 mm Korb 20 mm	Best. Nr. 643.212420
210 cm / ø 2,4 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 643.212430
210cm / ø 2,4 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 643.212440
210 cm / ø 2,4 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 643.212450
210 cm / ø 2,4 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 643.212460
210 cm / ø 2,4 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 643.212470

Alle Produkte
autoklavierbar bei

134 °C

Nitinol

Knickstabilität




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Nitinol-Steinfänger-Körbchen


- **Führungsdraht tauglich für .035 Draht**
- **4-fach**
- **Basket**



210 cm / ø 2,4 mm Korb 20 mm	Best. Nr. 651.212420
210 cm / ø 2,4 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 651.212430
210 cm / ø 2,4 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 651.212440
210 cm / ø 2,4 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 651.212450
210 cm / ø 2,4 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 651.212460
210 cm / ø 2,4 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 651.212470

Nitinol-Steinfänger-Körbchen

- **Führungsdraht tauglich für .035 Draht**
- **4-fach**
- **Dormia**




210 cm / ø 2,4 mm Korb 20 mm	Best. Nr. 652.212420
210 cm / ø 2,4 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 652.212430
210cm / ø 2,4 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 652.212440
210 cm / ø 2,4 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 652.212450
210 cm / ø 2,4 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 652.212460
210 cm / ø 2,4 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 652.212470

Alle Produkte
autoklavierbar bei

134 °C

Nitinol

Knickstabilität




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Dormia-Nitinol-Steinfänger-Körbchen

- **Führungsdraht** tauglich für .035 Draht
- 5-fach
- Dormia
- mit Röntgenmarkierung



210 cm / ø 2,0 mm Korb 20 mm

Best. Nr. 653.212020

210 cm / ø 2,0 mm Korb 30 mm


Best. Nr. 653.212030

Alle Produkte
autoklavierbar bei

134 °C

Nitinol

Knickstabilität




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Nitinol-Steinfänger-Körbchen


- 6-fach
- Basket



210 cm / ø 1,8 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 646.211830
210 cm / ø 1,8 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 646.211840
210 cm / ø 1,8 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 646.211850
210 cm / ø 1,8 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 646.211860
210 cm / ø 1,8 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 646.211870

Nitinol-Steinfänger-Körbchen

- 6-fach
- Dormia




210 cm / ø 1,8 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 647.211830
210cm / ø 1,8 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 647.211840
210 cm / ø 1,8 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 647.211850
210 cm / ø 1,8 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 647.211860
210 cm / ø 1,8 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 647.211870

Alle Produkte
autoklavierbar bei

134 °C

Nitinol

Knickstabilität




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Nitinol-Steinfänger-Körbchen


- 6-fach
- Basket



210 cm / ø 2,4 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 648.212430
210 cm / ø 2,4 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 648.212440
210 cm / ø 2,4 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 648.212450
210 cm / ø 2,4 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 648.212460
210 cm / ø 2,4 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 648.212470

Nitinol-Steinfänger-Körbchen

- 6-fach
- Dormia




210 cm / ø 2,4 mm Korb 30 mm	Best. Nr. 649.212430
210cm / ø 2,4 mm Korb 40 mm	Best. Nr. 649.212440
210 cm / ø 2,4 mm Korb 50 mm	Best. Nr. 649.212450
210 cm / ø 2,4 mm Korb 60 mm	Best. Nr. 649.212460
210 cm / ø 2,4 mm Korb 70 mm	Best. Nr. 649.212470

Alle Produkte
autoklavierbar bei

134 °C

Nitinol

Knickstabilität




Warengruppe 6

Stand 01.01.2010

Nitinol-Steinfänger-Körbchen

- **Führungsdraht tauglich für .035 Draht**
- **14-fach**
- **Dormia**
- **mit Röntgenmarkierung**



210 cm / ø 2,4 mm Korb 40 mm

Best. Nr. 650.212440

210 cm / ø 2,4 mm Korb 50 mm

Best. Nr. 650.212450

Alle Produkte
autoklavierbar bei

134 °C

Nitinol

Knickstabilität

